



POTEK PRIPRAVE VZORCEV FFPE V EPICO Z UPORABO IGLE:


1. Patolog na osnovi že izdelanih HE preparatov izbere reprezentativni blok in z markerjem na HE preparatu obkroži področje tumorja z največjim deležem tumorskih celic:



2. Patolog isti predel na bloku razmeji z iglo, tako da se pri rezanju rezin izbrani del tumorja loči od ostalega dela bloka:



3. Priprava HE preparata in rezin debeline 5µm:





Povezani dokumenti

OBR – 851 Navodilo za pripravo vzorcev FFPE v epico za genotipizacijo iz tumorskega tkiva

Podrejeni dokumenti