

---

## Navodila za odvzem vzorcev krvi za molekularno genetske preiskave

---

### NAROČANJE PREISKAV (napotni zdravnik)

- Napotni zdravnik v WebDoctor v zavihku ODVZEM, naroči Odvzem krvi.
- Napotni zdravnik na napotnici za molekularno diagnostiko ("**Napotnica za molekularno genetsko preiskavo – genotipizacija somatskih mutacij iz tumorskega tkiva**") izpolni podatke o bolniku, navede razlog napotitve in zahtevane preiskave.  
Npr. v primeru testiranja gena DPYD je potrebno dopisati "testiranje za DPYD".
- Napotni zdravnik napoti bolnika na odvzem krvi **z izpolnjeno napotnico**.

### ODVZEM VZORCEV KRVI (Laboratorij, Odvzem krvi)

- 1 x 3ml hemogramska epruveta K2EDTA (vijolična epruveta)
- **Po odvzemu epruveto s krvjo skupaj z napotnico pošljemo v Oddelek za molekularno diagnostiko.**

### TRANSPORT VZORCEV (Kurirska služba OIL)

- Kri se transportira na sobni T vsak dan do 15.ure.
- Do transporta se epruveta s krvjo shrani v hladilniku na T = +4°C.



---

## 1. Povezani dokumenti

## 2. Podrejeni dokumenti